

CleanSeal Vet

SPRAY PLASTER TIL DYR



Indholdet i brochuren er udarbejdet med størst mulig omhu. Informationen er vejledende, for at give inspiration, men ChemVet påtager sig ikke noget ansvar for fejl og udeladelser. Ikke alle produkter er tilgængelige for alle markeder, og lokale lovgivningsmæssige retningslinier for anvendelse og distribution af produkterne, går forud for indholdet i brochuren. ChemVet forbeholder sig ret til at ændre i informationen om produkterne på ethvert tidspunkt, uden forudgående varsel. ChemVet fraskriver sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte tab, der måtte følge ved brug af oplysningerne. ChemVet tager forbehold for alle rettigheder til det anvendte materiale, herunder tekster, billeder og logoer.

ChemVet dk A/S, tlf. +45 86817522
www.chemvet.dk

Anvendelse:

- **CleanSeal Vet** anvendes som beskyttende plaster på mindre sår, skrammer og operationssår.
- Plasteret beskytter imod forurening af såret fra omgivelserne. Dette er specielt vigtigt for dyr der kommer i fugtige eller snavsede omgivelser.
- Produktet er også velegnet på steder eller i miljøer, hvor sædvanlige bandager kun vanskeligt, eller ikke, kan anvendes.
- Hurtig effekt.
- Øjeblikkelig beskyttelse mod infektion og bakterier.
- Vandtæt og åndbart.
- Let at anvende.

CleanSeal Vet indeholder:

Norfluran

Etylacetat

Acrylat copolymer

Nitrofur

Brugsvejledning:

- Til dækning af mindre sår og skrammer samt operationssår.
- Rens såret grundigt inden brug af **CleanSeal Vet**.
- Hold **CleanSeal Vet** 5-10 cm fra såret og spray ét tyndt lag på, så det er dækket.
- Der må ikke sprayes mere end ét lag, fordi plasteret så bliver for tæt, så huden ikke kan ånde. Dette kan forsinke ophelingen.
- Plasteret tørrer på 2-3 minutter.
- Der må ikke sprayes på sår, hvor der er massiv blødning.
- Hvis såret er rengjort med vand, skal det tørre før brug af CleanSeal Vet.
- Efter 3-4 dage forsvinder plasteret ved slid og almindelig aktivitet.
- Ved behov gentages applikationen.

Virkning:

- **CleanSeal Vet** beskytter sår og rifter imod forurening fra omgivelserne, så ophelingen ikke forsinkes af forureninger fra dyrets miljø.
- **CleanSeal Vet** danner et vandtæt "åndbart" plaster, så der kan komme luft til såret, men ikke vand. Dette hjælper med til at såret heles hurtigst muligt.

Sikkerhed:

- **CleanSeal Vet** er testet på både dyr og mennesker for eventuelle hudreaktioner under plasteret. Der var ingen negative hudreaktioner, hverken hos dyr eller mennesker.

Fordele med CleanSeal Vet

- Hurtig effekt
- Øjeblikkelig beskyttelse mod infektion og bakterier
- Vandtæt og åndbart
- Enkel og hurtig at bruge
- Er usynlig
- Forsvinder igen af sig selv

